

ES INGREDIENTES: Mezcla de proteína de leche (proteína de suero (leche), caseinato de calcio (leche), proteína de leche), colágeno hidrolizado (carna de res), chocolate con leche 18% (azúcar, manteiga de cacao, leche entera en polvo, masa de cacao, emulgente (lecitina de soja), aromas naturales), humectante (glicerina), agente de carga (polidextrosa), aceite de soja, cacao reducido en grasa, sal, aromas naturales.

PT INGREDIENTES: mistura de proteínas de leite (proteína de soro de leite (leite), caseinato de cálcio (leite), proteína do leite), colágeno hidrolisado (bovino), chocolate de leite 18% (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó, massa de cacau, emulsificante (lecitina de soja) aromas naturais), humidificante (Glicerol), agente de volume (polidextrose), óleo de soja, cacau com redução de gordura, sal, aromas naturais.

Puede contener trazas de huevos, gluten, frutos secos, cacahuetes y sésamo. Pode conter vestígios de ovos, glúten, nozes, amendoim e sésamo.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de tener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. / **AVISO:** Considere que é importante de ter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.

Perfil de aminoácidos
por 100 g de barritas²
por 100 g de barra²

L-Alanina	2940 mg
L-Arginina ⁴	2554 mg
Ácido L-Aspártico	3515 mg
L-Cisteína	322 mg
Ácido L-Glutámico / Ácido L-Glutâmico	7326 mg
Glicina	5643 mg
L-Histidina ⁴	921 mg
L-Isoleucina ³	1643 mg
L-Leucina ³	3346 mg
L-Lisina ³	3109 mg
L-Metionina ³	886 mg
L-Fenilalanina ³	1668 mg
L-Proline	5000 mg

Perfil de aminoácidos
por 100 g de barritas²
por 100 g de barra²

L-Serina	2094 mg
L-Treonina ³	1614 mg
L-Triptófano ³	391 mg
L-Tirosina	1416 mg
L-Valina ³	2163 mg
Glutamina	1178 mg
Hidroxiprolina	2797 mg
Hidroxilisina	371 mg
Total	50896 mg

Barritas de proteína. Sabor: chocolate
por 100 g
por barrita de 50 g¹
por bar 50 g¹

L-Serina	1504 kJ / 358 kcal
L-Treonina ³	752 kJ / 179 kcal
Energía	8,9 g
Grasas / Lipídos	4,5 g
de las cuales saturadas / dos quais saturados	2,4 g
Hidratos de carbono / Hidratos de carbono	20,4 g
de los cuales azúcares / dos quais açúcar	10,2 g
Fibra	10,6 g
Proteína	5,3 g
Sal	6,8 g
Total	25,0 g
	0,41 g

Transportar y almacenar en seco y entre 15 ° C y 22 ° C. Proteger de la luz solar directa. Consumir preferentemente antes de y número de lote: ver cuadro e impresión en la barrita. / Guardar e transportar em local fresco e seco entre 15°C e 22°C. Proteger da luz solar directa. Consumir de preferência antes do fim de e o número de lote: Veja área branca e a impressão na barra.

ES USO RECOMENDADO: 1 a 2 barritas al día.

PT RECOMENDAÇÃO: 1 a 2 barras por dia.

10 barritas / barras de 50 g **e = 500 g**

Alto contenido de proteínas: las proteínas contribuyen a aumentar la masa muscular.
Alto teor de proteinas - proteinas contribuem para um aumento da massa muscular.

PM-International PM Luxfit, S.L.
C/ Rennes, 5 Bajo Local
03730 JAVEA – ESPAÑA

www.fitline.com

Para músculos*

¹ El envase contiene 10 porciones de 50 g / A embalagem contém 10 porções de 50 g cada

² Perfil de aminoácidos

³ esenciales / essenciais

⁴ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais

¹ Perfil de aminoácidos

² esenciales / essenciais

³ semi-esenciales / semi-essenciais